



Nalgene[®] Autoklavierkörbe aus Polypropylen

Artikelbilder

Beschreibung

Nalgene Autoklavierkörbe aus Polypropylen Thermo Scientific Nalgene Autoklavierkörbe aus Polypropylen zum Autoklavieren und Waschen von Laborartikeln Form: Quadratisch Autoklavierbar: Autoklavierbar Beschreibung: Nicht rostend Abmessungen (L x B x H): 15.6 x 17.8 x 17.8 cm Höhe (angloamerikanisch): 7 Zoll Länge (angloamerikanisch): 6125 in. Anzahl pro Karton: 6 Anzahl pro Packung: 1 Breite (angloamerikanisch): 6625 in. Typ: Autoklavierkorb aus Polypropylen Unit Size: Case of 6

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-1799
Hersteller (Marke)	Nalgene

