



Nalgene® LDPE-Sicherheitsflaschenträger

Artikelbilder

Beschreibung

Nalgene LDPE-Sicherheitsflaschenträger Thermo Scientific Nalgene LDPE-Sicherheitsflaschenträger dienen zum sicheren und einfachen Tragen von Chemikalienflaschen mit 2,5 und 4 l, mit oder ohne Fingerschlaufen. Beschreibung: Transport-Sicherheitsflasche LDPE 4 l Aufnahmevermögen: 4000ml Form: Quadratisch Typ: Flaschenträger Anzahl pro Karton: 6 Anzahl pro Packung: 1 Unit Size: Case of 6

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-1782
Hersteller (Marke)	Nalgene

