



DURAN[®] Abdampfschale, mit Ausguss, 1500ml

Artikelbilder



Beschreibung

DURAN® Abdampfschale, 1500 ml Substanzen und Flüssigkeiten in andere Aggregatzustände zu überführen und somit weiterführende Reaktionen einzuleiten, ist für die tägliche Arbeit im Labor sehr wichtig. Für diese Tätigkeiten werden die unterschiedlichsten Gefäße, Apparaturen und Geräte verwendet. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Präziser Ausguss für sauberes Arbeiten Leicht ablesbare Skala mit Strichteilung zur Messung des Inhalts Eingebanntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild Anwendung: Abdampfen von Flüssigkeiten, Herstellung von aufkonzentrierten Lösungen, Verhinderung von Lösungsmittelkondensation an Glaswänden, Größen 25, 30, 35 und 45 ml ohne Schriftfeld.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	SD-0448
Hersteller (Marke)	DURAN
VGKL Nummer	112130159

