



SI Analytics® Sterilin 90 mm-Standardpetrischalen

Artikelbilder

Beschreibung

Sterilin 90 mm-Standardpetrischalen Kultivieren Sie mit diesen flachen Schalen Mikroorganismen auf festen Nährmedien. Sie maximieren den Platz im Inkubator und weisen eine polierte spiegelpolierte Optik in hoher optischer Qualität auf. Zertifizierung/Konformität: Gemäß der Norm EN ISO 24998:2008 für Petrischalen, die strenge Abmessungsvorgaben enthält, hergestellt und getestet. Beschreibung: Petrischale, 90 mm Form: Rund Sterilität: Unter aseptischen Bedingungen hergestellt Typ: Petrischale Anzahl pro Karton: 500 Anzahl pro Packung: 20 Lüftung: 1 Unit Size: Each Zertifizierung/Konformität: Gemäß der Norm EN ISO 24998:2008 für Petrischalen, die strenge Abmessungsvorgaben enthält, hergestellt und getestet. Beschreibung: Petrischale, 90 mm Form: Rund Sterilität: Unter aseptischen Bedingungen hergestellt Typ: Petrischale Anzahl pro Karton: 500 Anzahl pro Packung: 20 Lüftung: 1 Unit Size: Each Zertifizierung/Konformität: Gemäß der Norm EN ISO 24998:2008 für Petrischalen, die strenge Abmessungsvorgaben enthält, hergestellt und getestet. Beschreibung: Petrischale, 90 mm Form: Rund Sterilität: Unter aseptischen Bedingungen hergestellt Typ: Petrischale Anzahl pro Karton: 500 Anzahl pro Packung: 20 Lüftung: 1 Unit Size: Each Zertifizierung/Konformität: Gemäß der Norm EN ISO 24998:2008 für Petrischalen, die strenge Abmessungsvorgaben enthält, hergestellt und getestet. Beschreibung: Petrischale, 90 mm Form: Rund Sterilität: Unter aseptischen Bedingungen hergestellt Typ: Petrischale Anzahl pro Karton: 500 Anzahl pro Packung: 20 Lüftung: 1 Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	SI-0065
Hersteller (Marke)	SI Analytics

