



## Nalgene<sup>®</sup> Pneumatische Wanne (Polypropylen)

### Artikelbilder

---



## Beschreibung

---

Nalgene Pneumatische Wanne (Polypropylen) Thermo Scientific Nalgene Pneumatische Wannens aus Polypropylen sind eine ausgezeichnete Alternative für Metallwannen. Beschreibung: Polypropylene Pneumatic Trough Zur Verwendung mit: Liquid Chromatography Anzahl pro Karton: 6 Anzahl pro Packung: 1 Form: Rectangular Typ: Conversion Kit Unit Size: Case of 6

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	CD-1790
Hersteller (Marke)	Nalgene

