



neoLab® Nitrilhandschuhe, Größe L, lila

Artikelbilder



Beschreibung

Warum nicht einmal Nitril Einweghandschuhe in Lila ausprobieren? Ob nun das Teamgefühl aufgebaut, die Arbeitsschicht treffend gekennzeichnet oder einfach die Hausfarbe genutzt werden soll - durch diese Nitril Einweghandschuhe bringen Sie immer eine entsprechende Farbe ins Spiel!

- **Material:** Nitril
- **Farbe:** Lila
- **Stärke:** 0,05 bis 0,09 mm (dünn)
- **Beschichtung:** Innen chloriert
- **Passform:** Beidhändig
- **Textur:** Fingerspitzentexturiert
- **Sterilität:** Unsteril
- **Länge:** 240 mm

- **Medizinprodukt:** Klasse I
- **PSA-Kategorie:** III (Schutzhandschuh)
- **Normen:** EN 374-1, EN 374-4, EN 374-5, EN 420, EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3 und EN 455-4
- **Chemikalienschutz:** Typ B
- **Mikroorganismenschutz:** Viren, Bakterien, Pilze
- **AQL-Wert:** 1,5

Vorteile:

- Hohe Flexibilität und Dehnbarkeit für besseren Komfort und Schutz
- Exzellente Griffigkeit dank der fingerspitzentexturierten Oberfläche
- Beständig gegen Öle, Fette und Lösungsmittel
- Optimaler Schutz in vielen Bereichen wie Gesundheitseinrichtungen, Lebensmittelverarbeitung, und mehr
- Latexfrei, ideal für Allergiker
- Mit Rollrand für eine bessere Passform und einfaches Anziehen

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	1-0803
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072112929
Farbe	lila
Material	Nitril
steril	Nein
Länge	240 mm
Größe	L
Schutzlevel Mikroorganismen (AQL)	AQL = 1,5

