



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Testo® testoterm - Messpunkte (+82 °C)

28,00 € Ab
25,00 €
**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Die testoterm Messpunkte sind selbstklebende, temperatursensible Folien, die mit Farbwechsel auf bestimmte Temperaturüberschreitungen reagieren. Sie eignen sich optimal für die Temperaturüberwachung von Produkten und Prozessen, bei denen eine spezifische Temperatur nicht überschritten werden soll. Die Messpunkte im Einsatz Die Messpunkte werden in einem Heft mit jeweils 50 Stück geliefert. Sie lassen sich wie Sticker einfach vom Heft lösen und auf das Messobjekt kleben. Sobald der angegebene Temperaturpunkt (+82 °C) überschritten wird, färbt sich der Messpunkt innerhalb von 2 bis 3 Sekunden. Die Färbung ist irreversibel: Ist die Temperatur einmal überschritten; entfärbt sich der Messpunkt nicht, auch wenn die Temperatur wieder sinkt. So lässt sich eine kritische Temperaturüberschreitung auch nach längerer Zeit ablesen. Benötigen Sie einen testoterm Messpunkt mit anderem Temperaturpunkt? Die folgenden Temperaturpunkte sind als Messpunkt erhältlich: +65 °C +71 °C +77 °C +110 °C +121 °C

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	TO-0290
Hersteller (Marke)	Testo
VGKL Nummer	100941082
Transporttemperatur	Raumtemperatur

