



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Testo® ?-Marker – Referenzaufkleber 1 Pack = 10 Stück

**Preis auf
Anfrage
zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Es ist wichtig, den korrekten Emissionsgrad und die korrekte reflektierte Temperatur in der Wärmebildkamera einzustellen, um präzise Wärmebilder zu erstellen. Bislang war dies eher umständlich. Deutlich einfacher wird das Ermitteln und Einstellen von Emissionsgrad und reflektierter Temperatur mit dem Referenzaufkleber testo ?-Marker. Bringen Sie den Aufkleber auf dem Messobjekt an – und Ihre Infrarotkamera mit der testo ?-Assist-Funktion erkennt den Aufkleber, ermittelt den Emissionsgrad sowie die reflektierte Temperatur und stellt beide Werte automatisch ein.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	TO-0387
Hersteller (Marke)	Testo
Transporttemperatur	Raumtemperatur

