



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



re::Lab Millipore® Steritop-GP 0.22µm 1000ml 45mm

Sonderangebot

129,00 €

Normalpreis

240,00 €

**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Hinweis: Starke Preisreduzierung aufgrund von abgelaufenem Mindesthaltbarkeitsdatum!

Stericap™ PLUS für die Vakuum-Filtration von Gewebekulturmedien, mikrobiologischen Medien und biologischen Lösungen. Mit Express® PLUS Membran (PES) für hohe Filtrationsgeschwindigkeit und hohen Gesamtdurchsatz (5-10 Liter) Für Flaschen mit einem Hals-Innendurchmesser von 20 bis 76 mm. Einzeln verpackt.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	MP-1026_RELAB
Hersteller (Marke)	re:Lab
Transporttemperatur	Raumtemperatur

