



neoLab[®] Filtrationsgerät

Artikelbilder

Beschreibung

Glas-Filtrationsgerät, komplette Einheit Lochblech PTFE-beschichtet Zwischenstück, Klemme und Auffangflasche 1 Liter, passend für alle Membranfilter mit einem Ø von 47 mm oder 50 mm

Zusätzliche Informationen

| | |
|--------------------|-----------|
| Art.-Nr. | DT-0468 |
| Hersteller (Marke) | neoLab |
| VGKL Nummer | 260020100 |

