



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Sartorius® Sartolab P20 Druckfilter 18075 - D, 0.2 µm Polyethersulfon

**118,00 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Sartolab® P20 ist ein Druckfilter für die Sterilfiltration von 100 ml bis 5 L Medien und wässrigen Lösungen. Hauptvorteile: - Höchste Durchflussraten mit einer großen Filtrationsfläche (20 cm) - Kein Proteinverlust mit einer proteinarmen Affinitätsmembran - Geringes Totvolumen durch optimierte Membranunterstützung

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	ST-3737
Hersteller (Marke)	Sartorius
Transporttemperatur	Raumtemperatur

