




Nalgene[®] Wasserqualitätsmembran

Artikelbilder



Beschreibung

Nalgene Wasserqualitätsmembran Membranfilter aus Cellulosenitrat sind offiziell für die Prüfung der Wasserqualität zugelassen.
Autoklavierbar: Autoklavierbar Filtertyp: Membranmaterial Material: Celluloseacetat Material (Membran): Celluloseacetat Porengröße:

0,45 µm Membrantyp: Kariert Anzahl pro Karton: 100 Anzahl pro Packung: 100 Typ: Membranfilter Durchmesser (metrisch) Membran:
47 mm Unit Size: Case of 100

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-2081
Hersteller (Marke)	Nalgene

