




Nalgene® Wasserqualitätsmembran

Artikelbilder



Beschreibung

Nalgene Wasserqualitätsmembran Membranfilter aus Cellulosenitrat sind offiziell für die Prüfung der Wasserqualität zugelassen.
Autoklavierbar: Autoklavierbar Farbe: weiß Filtertyp: Membranmaterial Material (Membran): Nylon Porengröße: 0,45 µm Membrantyp:

Kariert Anzahl pro Karton: 100 Anzahl pro Packung: 100 Typ: Membranfilter Durchmesser (metrisch) Membran: 47 mm Unit Size: Case of 100

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-2083
Hersteller (Marke)	Nalgene

