



Nalgene® Rapid-Flow™ Sterile Einweg-Filtrationsgeräte

Artikelbilder



Beschreibung

Nalgene™ Rapid-Flow™ Sterile Einweg-Filtrationsgeräte Verbesserte Filtrationseffizienz. PES-Membranen und das exklusive Rapid-Flow Bauweise bieten hohe Flussraten und einen hohen Durchsatz bei gleichzeitigem Kontaminationsschutz. ACT Label: Yes

Einwegprodukt: Ja Material (Membran): PES Porengröße: 0,1 µm Anzahl pro Karton: 12 Anzahl pro Packung: 12 Typ: Filtereinheit
Volumen (metrisch) Aufnahme: 150 mL Oberes Volumen (metrisch): 150 mL Durchmesser (metrisch) Membran: 50 mm Unit Size:
Case of 12

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-1596
Hersteller (Marke)	Nalgene
VGKL Nummer	108756510

