



## Nalgene<sup>®</sup> Rapid-Flow<sup>™</sup> Sterile Einweg-Filtrationsgeräte

### Artikelbilder

---



### Beschreibung

---

Nalgene<sup>™</sup> Rapid-Flow<sup>™</sup> Sterile Einweg-Filtrationsgeräte Verbesserte Filtrationseffizienz. PES-Membranen und das exklusive Rapid-Flow Bauweise bieten hohe Flussraten und einen hohen Durchsatz bei gleichzeitigem Kontaminationsschutz. Einwegprodukt: Ja

Material (Membran): Nylon Porengröße: 0,45 µm Anzahl pro Karton: 12 Anzahl pro Packung: 12 Typ: Filtereinheit Volumen (metrisch)  
Aufnahme: 500 mL Oberes Volumen (metrisch): 1000 mL Durchmesser (metrisch) Membran: 75 mm Unit Size: Case of 12

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	CD-0191
Hersteller (Marke)	Nalgene
VGKL Nummer	268715445

