



Sartorius® MinisartGF,28mm,nsterile,1000St

Artikelbilder



Beschreibung

Minisart plus- und Minisart X plus-Filter beinhalten neben CA-Membran oder NY(Polyamid)-Membran einen Vorfilter aus Glasfaser zur Klärung und hherem Durchsatz. Minisart® Plus-Spritzenvorsatzfilter für die Sterilfiltration schwer filtrierbarer Lsungen. Die Spritzenvorsatzfilter enthalten einen zuztlichen Glasfaservorfilter ber dem Membranfilter. Diese Kombination hat den Effekt, dass die Durchflussleistung oftmals verdoppelt werden kann. Minisart® Plus-Spritzenvorsatzfilter sind die erste Wahl für eine schnelle Sterilfiltration mit maximaler Benutzerfüreundlichkeit. Probenreinigung Partikelrckhaltung Sterilfiltration schwer filtrierbarer Lsungen Geprfte Qualitt 100% whrend der Produktion getestet

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	ST-3706
Hersteller (Marke)	Sartorius

