



Sartorius® MinisartRC,0,45 µm,25mm,sterile,50St

Artikelbilder



Beschreibung

Minisart RC-Filter mit hydrophiler Lösungsmittelbeständiger RC-Membran. Sofort gebrauchsfertige Filter für Probenvorbereitung zur HPLC- und GC-Analyse. Minisart® RC-Spritzenvorsatzfilter mit hydrophiler, Lösungsmittelbeständiger Membran aus regenerierter Cellulose (RC). Die Filtereinheiten sind gebrauchsfertig und ermöglichen eine einfache, schnelle und zuverlässige Ultrareinigung von kleinen Probenvolumina für HPLC- oder GC-Analysen. Minisart® RC-Spritzenvorsatzfilter können sowohl für wässrige Lösungen als auch für Lösungsmittelgemische verwendet werden. Sie gewährleisten eine schnelle Partikelentfernung aus kleinen Volumina mit maximaler Benutzerfreundlichkeit und passen auf alle Standardspritzen. Probenreinigung Partikelrückhaltung Benutzerfreundlich Geprüfte Qualität 100% während der Produktion getestet

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	ST-3661
Hersteller (Marke)	Sartorius

