



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Sartorius® PTFE Edelstahl Druckfiltrationsgerät

2.790,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Das Druckfiltrationsgerät mit 200 ml Aufgußraum für 47 mm Membranfilter wird wegen seiner praktischen Handhabung vielseitig im Labor verwendet. Für die Filtration von Volumina bis zu 200 ml kann es direkt an eine Druckquelle angeschlossen werden. Alternativ ist das Gerät jedoch für Volumina bis zu 5 Litern auch in Kombination mit einem Druckbehälter einsetzbar. Die große Einfüllöffnung im Geräteoberteil ermöglicht eine leichte Einfüllung der zu filtrierenden Flüssigkeit. Mit Hilfe des einschraubbaren Stahlstabes kann das Gerät an einem Stativ befestigt werden. Die PTFE-beschichtete Filterunterstützung erlaubt ein problemloses Autoklavieren mit eingelegtem Membranfilter. Der Adapter 17121 ermöglicht das Anbringen eines sterilen Minisart am Geräteausgang (z.B. für eine Serienfiltration).

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	ST-3380
Hersteller (Marke)	Sartorius
Transporttemperatur	Raumtemperatur

