



Nalgene[®] Rapid-Flow[™] Sterile Einweg-Filtrationsgeräte

Artikelbilder



Beschreibung

Nalgene[™] Rapid-Flow[™] Sterile Einweg-Filtrationsgeräte Verbesserte Filtrationseffizienz. PES-Membranen und das exklusive Rapid-Flow Bauweise bieten hohe Flussraten und einen hohen Durchsatz bei gleichzeitigem Kontaminationsschutz. Einwegprodukt: Yes

Material (Membran): SFCA Porengröße: 0.45 µm Anzahl pro Karton: 72 Anzahl pro Packung: 12 Typ: Filter Unit Volumen (metrisch)
Aufnahme: 115ml Oberes Volumen (metrisch): 115ml Durchmesser (metrisch) Membran: 50mm Unit Size: Case of 72

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-0102
Hersteller (Marke)	Nalgene
VGKL Nummer	108712245

