



## Nalgene® Rapid-Flow™ Sterile Einweg-Filtrationsgeräte

### Artikelbilder

---



### Beschreibung

---

Nalgene™ Rapid-Flow™ Sterile Einweg-Filtrationsgeräte Verbesserte Filtrationseffizienz. PES-Membranen und das exklusive Rapid-Flow Bauweise bieten hohe Flussraten und einen hohen Durchsatz bei gleichzeitigem Kontaminationsschutz. Einwegprodukt: Ja

Material (Membran): SFCA Porengröße: 0,45 µm Anzahl pro Karton: 12 Anzahl pro Packung: 12 Typ: Filtereinheit Volumen (metrisch)  
Aufnahme: 500 mL Oberes Volumen (metrisch): 500 mL Durchmesser (metrisch) Membran: 75 mm Unit Size: Case of 12

## Zusätzliche Informationen

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Art.-Nr.           | CD-0198   |
| Hersteller (Marke) | Nalgene   |
| VGKL Nummer        | 268715645 |

