



Nalgene® Rapid-Flow™ Sterile Einweg-Filtrationsgeräte

Artikelbilder



Beschreibung

Nalgene™ Rapid-Flow™ Sterile Einweg-Filtrationsgeräte Verbesserte Filtrationseffizienz. PES-Membranen und das exklusive Rapid-Flow Bauweise bieten hohe Flussraten und einen hohen Durchsatz bei gleichzeitigem Kontaminationsschutz. Einwegprodukt: Ja

Material (Membran): Cellulosenitrat Porengröße: 0,8 µm Rasterfarbe: weiß/ohne Anzahl pro Karton: 12 Anzahl pro Packung: 12 Typ: Filtereinheit Volumen (metrisch) Aufnahme: 150 mL Oberes Volumen (metrisch): 150 mL Durchmesser (metrisch) Membran: 50 mm Unit Size: Case of 12

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-0110
Hersteller (Marke)	Nalgene
VGKL Nummer	268712580

