



Nalgene[®] Rapid-Flow[™] Sterile Einweg-Filtrationsgeräte

Artikelbilder



Beschreibung

Nalgene[™] Rapid-Flow[™] Sterile Einweg-Filtrationsgeräte Verbesserte Filtrationseffizienz. PES-Membranen und das exklusive Rapid-Flow Bauweise bieten hohe Flussraten und einen hohen Durchsatz bei gleichzeitigem Kontaminationsschutz. Einwegprodukt: Ja

Material (Membran): SFCA Porengröße: 0,45 µm Anzahl pro Karton: 12 Anzahl pro Packung: 12 Typ: Filtereinheit Volumen (metrisch)
Aufnahme: 1000 mL Oberes Volumen (metrisch): 1000 mL Durchmesser (metrisch) Membran: 90 mm Unit Size: Case of 12

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-0211
Hersteller (Marke)	Nalgene
VGKL Nummer	108716145

