



Nalgene[®] Rapid-Flow[™] Sterile Einweg-Filtrationsgeräte

Artikelbilder



Beschreibung

Nalgene[™] Rapid-Flow[™] Sterile Einweg-Filtrationsgeräte Verbesserte Filtrationseffizienz. PES-Membranen und das exklusive Rapid-Flow Bauweise bieten hohe Flussraten und einen hohen Durchsatz bei gleichzeitigem Kontaminationsschutz. Einwegprodukt: Ja

Material (Membran): Cellulosenitrat Porengröße: 0,8 µm Rasterfarbe: weiß/ohne Anzahl pro Karton: 12 Anzahl pro Packung: 12 Typ: Filtereinheit Volumen (metrisch) Aufnahme: 250 mL Oberes Volumen (metrisch): 250 mL Durchmesser (metrisch) Membran: 50 mm Unit Size: Case of 12

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-0113
Hersteller (Marke)	Nalgene
VGKL Nummer	268712680

