



Nalgene[®] Rapid-Flow[™] Sterile Einweg-Filtrationsgeräte

Artikelbilder



Beschreibung

Nalgene™ Rapid-Flow™ Sterile Einweg-Filtrationsgeräte Verbesserte Filtrationseffizienz. PES-Membranen und das exklusive Rapid-Flow Bauweise bieten hohe Flussraten und einen hohen Durchsatz bei gleichzeitigem Kontaminationsschutz. Einwegprodukt: Yes Material (Membran): PES Porengröße: 0.45 µm; Anzahl pro Karton: 72 Anzahl pro Packung: 12 Typ: Filtereinheiten Volumen (metrisch) Aufnahme: 115 ml Oberes Volumen (metrisch): 115 ml Durchmesser (metrisch) Membran: 50 mm Unit Size: Case of 72

Zusätzliche Informationen

| | |
|--------------------|-----------|
| Art.-Nr. | CD-0107 |
| Hersteller (Marke) | Nalgene |
| VGKL Nummer | 268712445 |

