



neolab Migge GmbH

Rischerstr. 7-9

69123 Heidelberg

Deutschland

+49 (0)6221 / 8442-44

<https://www.neolab.de>

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer:

DE 143 450 657



Nalgene® Rapid-Flow™ Sterile Einweg-Flaschenaufsatzfilter mit PES-Membran

131,04 €

zzgl. MwSt & Versand



Beschreibung

Nalgene™ Rapid-Flow™ Sterile Einweg-Flaschenaufsatzfilter mit PES-Membran Führen Sie Sterilfiltrationen von Zellkulturmedien und Seren mit den Thermo Scientific™ Nalgene™ Rapid-Flow™ Sterilen Einweg-Flaschenaufsatzfiltern mit PES-Membran durch.
Einwegprodukt: Ja Filtertyp: Membranmaterial Material (Membran): SFCA Porengröße: 0,45 µm Passend für Flaschen mit Halsgröße (metrisch): 33 mm Anzahl pro Karton: 12 Anzahl pro Packung: 12 Typ: Flaschenaufsatzfilter Volumen (metrisch): 500 mL Durchmesser (metrisch) Membran: 75 mm Unit Size: Case of 12

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-0716
Hersteller (Marke)	Nalgene
VGKL Nummer	108729102
Transporttemperatur	Raumtemperatur

