



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Nalgene® Rapid-Flow™ Sterile Einweg-Flaschenaufsatzfilter mit PES-Membran

**92,52 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Nalgene™ Rapid-Flow™ Sterile Einweg-Flaschenaufsatzfilter mit PES-Membran Führen Sie Sterilfiltrationen von Zellkulturmedien und Seren mit den Thermo Scientific™ Nalgene™ Rapid-Flow™ Sterilen Einweg-Flaschenaufsatzfiltern mit PES-Membran durch. Einwegprodukt: Ja Filtertyp: Membranmaterial Material (Membran): PES Porengröße: 0,45 µm Passend für Flaschen mit Halsgröße (metrisch): 33 mm Anzahl pro Karton: 12 Anzahl pro Packung: 12 Typ: Flaschenaufsatzfilter Volumen (metrisch): 150 mL Durchmesser (metrisch) Membran: 50 mm Unit Size: Case of 12

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	CD-0723
Hersteller (Marke)	Nalgene
VGKL Nummer	268796334
Transporttemperatur	Raumtemperatur

