



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Nalgene® Rapid-Flow™ Sterile Einweg-Flaschenaufsatzfilter mit PES-Membran

**93,84 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Nalgene™ Rapid-Flow™ Sterile Einweg-Flaschenaufsatzfilter mit PES-Membran Führen Sie Sterilfiltrationen von Zellkulturmedien und Seren mit den Thermo Scientific™ Nalgene™ Rapid-Flow™ Sterilen Einweg-Flaschenaufsatzfiltern mit PES-Membran durch. Einwegprodukt: Ja Filtertyp: Membranmaterial Material (Membran): SFCA Porengröße: 0,2 µm Passend für Flaschen mit Halsgröße (metrisch): 33 mm Anzahl pro Karton: 12 Anzahl pro Packung: 12 Typ: Flaschenaufsatzfilter Volumen (metrisch): 150 mL Durchmesser (metrisch) Membran: 33 mm Unit Size: Case of 12

## Zusätzliche Informationen

---

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Art.-Nr.            | CD-0711        |
| Hersteller (Marke)  | Nalgene        |
| VGKL Nummer         | 108729001      |
| Transporttemperatur | Raumtemperatur |

