



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Nalgene® Rapid-Flow™ Sterile Einweg-Flaschenaufsatzfilter mit PES-Membran

213,96 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Nalgene™ Rapid-Flow™ Sterile Einweg-Flaschenaufsatzfilter mit PES-Membran Führen Sie Sterilfiltrationen von Zellkulturmedien und Seren mit den Thermo Scientific™ Nalgene™ Rapid-Flow™ Sterilen Einweg-Flaschenaufsatzfiltern mit PES-Membran durch. Einwegprodukt: Ja Filtertyp: Membranmaterial Material (Membran): SFCA Porengröße: 0,2 µm Passend für Flaschen mit Halsgröße (metrisch): 33 mm Anzahl pro Karton: 12 Anzahl pro Packung: 12 Typ: Flaschenaufsatzfilter Volumen (metrisch): 1000 mL Durchmesser (metrisch) Membran: 90 mm Unit Size: Case of 12

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-0719
Hersteller (Marke)	Nalgene
VGKL Nummer	108729220
Transporttemperatur	Raumtemperatur

