



## Nalgene<sup>®</sup> Zweiteilige Büchner-Trichter, Polypropylen

### Artikelbilder

---



## Beschreibung

---

Zweiteilige Nalgene Büchner-Trichter, Polypropylen Thermo Scientific Nalgene Büchner-Trichter aus Polypropylen sind leicht und haltbar. Oberer Durchmesser (metrisch): 172 mm Kapazität (metrisch): 2.91 l Autoklavierbar: Yes Beschreibung: Funnel Buchner PP 150mm Länge (metrisch) Stiel: 107 mm Menge: 4 Unit Size: Case of 4

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	CD-1489
Hersteller (Marke)	Nalgene

