



## Nalgene<sup>®</sup> Zweiteilige Büchner-Trichter, Polypropylen

### Artikelbilder

---



## Beschreibung

---

Zweiteilige Nalgene Büchner-Trichter, Polypropylen Thermo Scientific Nalgene Büchner-Trichter aus Polypropylen sind leicht und haltbar. Oberer Durchmesser (metrisch): 130 mm Kapazität (metrisch): 919 ml Autoklavierbar: Yes Beschreibung: Funnel Buchner PP 110mm Länge (metrisch) Stiel: 93 mm Menge: 1/Pk.; 4/Cs. Unit Size: Case of 4

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	CD-1488
Hersteller (Marke)	Nalgene

