



Nalgene[®] Zweiteilige Büchner-Trichter, Polypropylen

Artikelbilder



Beschreibung

Zweiteilige Nalgene Büchner-Trichter, Polypropylen Thermo Scientific Nalgene Büchner-Trichter aus Polypropylen sind leicht und haltbar. Oberer Durchmesser (metrisch): 59 mm Kapazität (metrisch): 83 ml Autoklavierbar: Yes Beschreibung: Trichter Buchner PP 55 mm Länge (metrisch) Stiel: 45 mm Menge: 1/Packung; 8/Karton Unit Size: Case of 8

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-1485
Hersteller (Marke)	Nalgene

