



Nalgene[®] Trichter für höchste Beanspruchung

Artikelbilder



Beschreibung

Nalgene Trichter für höchste Beanspruchung Thermo Scientific Nalgene Trichter für höchste Beanspruchung sind die robustesten großen Trichter, die am Markt erhältlich sind. Oberer Durchmesser (metrisch): 152 mm Kapazität (metrisch): 777 ml Durchmesser (metrisch) Stiel: 15 mm Höhe (metrisch): 196 mm Autoklavierbar: No Beschreibung: Trichter, hochbelastbar, LDPE, 6 Zoll Länge (metrisch) Stiel: 76 mm Menge: 1 Stück/Packung; 12 Stück/Karton Unit Size: Case of 12

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-1481
Hersteller (Marke)	Nalgene
Durchmesser	152 mm
DM Stiel außen	15 mm
Material	Polyethylen hohe Dichte (HDPE)
Länge Stiel	76 mm
steril	Nein

