



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



DURAN® Scheidetrichter konische Form, 500ml

104,42 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

DURAN® Scheidetrichter, mit Glasküken, 500 ml Ein Scheidetrichter besitzt die Form eines Spitzkolbens an dessen Spitze sich ein Ablasshahn befindet. Der Scheidetrichter dient zur Flüssig-Flüssig-Extraktion zweier nicht mischbarer Flüssigkeiten (Stofftrennverfahren) und kann so auch für Reinigungsprozesse angewendet werden. Die Flüssigkeit mit der größeren Dichte sammelt sich im unteren Teil des Gefäßes und kann über den Ablasshahn abgelassen werden. Die aufgedruckte Skala ermöglicht eine genaue Volumenbestimmung. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Aufgrund der konischen Form sehr gut zur Phasentrennung geeignet Mit Glasküken Eingebanntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild Anwendung: Phasentrennung, Flüssig-Flüssig-Extraktion

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	SD-1309
Hersteller (Marke)	DURAN
VGKL Nummer	112429444
Transporttemperatur	Raumtemperatur

