



Nalgene® Teflon™ FEP-Scheidetrichter mit Verschluss

Artikelbilder



Beschreibung

Nalgene™ Teflon™ FEP-Scheidetrichter mit Verschluss Nutzen Sie diese chemisch inerten, durchscheinenden und autoklavierbaren Trichter mit TFE-Hahn. Chemisch beständig, auslaufsicher und keine Einfettung nötig. Kapazität (metrisch): 2000mL Höhe (metrisch): 404 mm Beschreibung: 53mm Menge: 1/Pk.; 2/Cs. Unit Size: Case of 2

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-1498
Hersteller (Marke)	Nalgene
VGKL Nummer	238743015

