



Bohlender[®] BOLA Gaswasch-Flaschen 250 ml

Artikelbilder



Beschreibung

BOLA Gaswasch-Flaschen Flasche aus PFA. PTFE-Kopf mit 2 Gewindeanschlüssen. Die Standard-Fritte aus porösem PTFE mit ca. 5µm Porengröße ist mit dem Steigrohr verschraubt (Gewinde M8x1). Austauschbar gegen den PTFE-Gas-Verteiler mit feinsten Bohrungen (siehe Bild)

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	ER-0028
Hersteller (Marke)	Bohlender
VGKL Nummer	221711801

