



## Bohlender<sup>®</sup> BOLA Gaswasch-Flaschen 1000 ml

### Artikelbilder

---



## Beschreibung

---

BOLA Gaswasch-Flaschen Flasche aus PFA. PTFE-Kopf mit 2 Gewindeanschlüssen. Die Standard-Fritte aus porösem PTFE mit ca. 5µm Porengröße ist mit dem Steigrohr verschraubt (Gewinde M8x1). Austauschbar gegen den PTFE-Gas-Verteiler mit feinsten Bohrungen (siehe Bild)

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	ER-0030
Hersteller (Marke)	Bohlender
VGKL Nummer	221711803

