



## Thermo Scientific Unbehandelte Nunc™ Kolben

### Artikelbilder

---

### Beschreibung

---

Unbehandelte Nunc Kolben Minimieren Sie mit diesen hochwertigen unbehandelten Thermo Scientific Nunc Kolben aus optisch klarem Polystyrol für Zellsuspensionskulturen das Risiko einer Kontamination. Verschlussfarbe: Weiß Beschreibung: Unbehandelte Nunc T75 EasYFlask, Filterkappe Flaschenhalstyp: Abgewinkelt Anzahl pro Karton: 100 Anzahl pro Packung: 5 Verschlussstyp: Filter Kulturfläche: 75 cmsup2 Oberflächenbehandlung: Unbehandelt Unit Size: Case of 100

### Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	FE-0165
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific
VGKL Nummer	290015680
Material	Polystyrol (PS)

