



Thermo Scientific Unbehandelte Nunc™ Kolben

Artikelbilder

Beschreibung

Unbehandelte Nunc Kolben Minimieren Sie mit diesen hochwertigen unbehandelten Thermo Scientific Nunc Kolben aus optisch klarem Polystyrol für Zellsuspensionskulturen das Risiko einer Kontamination. Verschlussfarbe: Weiß Beschreibung: Unbehandelte Nunc T175 EasYFlask, Filterkappe Flaschenhalstyp: Abgewinkelt Anzahl pro Karton: 30 Anzahl pro Packung: 5 Verschlussstyp: Filter Kulturfläche: 175 cmsup2 Oberflächenbehandlung: Unbehandelt Unit Size: Case of 30

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	FE-0173
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific
Material	Polystyrol (PS)

