



Thermo Scientific Unbehandelte Nunc™ Kolben

Artikelbilder

Beschreibung

Unbehandelte Nunc Kolben Minimieren Sie mit diesen hochwertigen unbehandelten Thermo Scientific Nunc Kolben aus optisch klarem Polystyrol für Zellsuspensionskulturen das Risiko einer Kontamination. Verschlussfarbe: Weiß Beschreibung: Unbehandelte Nunc T25 EasYFlask, Filterkappe Flaschenhalstyp: Abgewinkelt Anzahl pro Karton: 200 Anzahl pro Packung: 10 Verschlussstyp: Filter Kulturfläche: 25 cmsup2/sup Oberflächenbehandlung: Unbehandelt Unit Size: Case of 200

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	FE-0214
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific
VGKL Nummer	290016990
Material	Polystyrol (PS)

