



Bohlender[®] BOLA Steilbrust-Flaschen 100 ml

Artikelbilder



Beschreibung

BOLA Steilbrust-Flaschen Starkwandig, glatte Innenfläche, ergonomische Griffhilfen auf dem Flaschenkörper und dem Schraubverschluss. Abmessungen: Inhalt ml 100 Gesamthöhe mm 87 Innen-Ø Hals mm 33 Außen-Ø mm 52 Gewinde M 42 x 2,5

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	ER-0021
Hersteller (Marke)	Bohlender

