



Bohlender[®] BOLA Steilbrust-Flaschen 25 ml

Artikelbilder



Beschreibung

BOLA Steilbrust-Flaschen Starkwandig, glatte Innenfläche, ergonomische Griffhilfen auf dem Flaschenkörper und dem Schraubverschluss. Abmessungen: Inhalt ml 25 Gesamthöhe mm 62 Innen-Ø Hals mm 19 Außen-Ø mm 33 Gewinde M 25 x 2,0

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	ER-0019
Hersteller (Marke)	Bohlender

