



Bohlender® BOLA Steilbrust-Flaschen 50 ml

Artikelbilder



Beschreibung

BOLA Steilbrust-Flaschen Starkwandig, glatte Innenfläche, ergonomische Griffhilfen auf dem Flaschenkörper und dem Schraubverschluss. Abmessungen: Inhalt ml 50 Gesamthöhe mm 77 Innen-Ø Hals mm 25 Außen-Ø mm 43 Gewinde M 30 x 2,0

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	ER-0020
Hersteller (Marke)	Bohlender

