



## DURAN<sup>®</sup> ENGHALS-STANDFLASCHE, 5000ML, UNGESCHLIFFEN

### Artikelbilder

---



## Beschreibung

---

DURAN® Mikrobiologie-Flasche, ungeschliffener Enghals, bedruckt, 5000 ml Die Kulturflaschen sind aus DURAN® Borosilikat 3.3 Typ I-Glas geformt und eignen sich für die Herstellung von Medien oder die Kultivierung von Mikroorganismen. Die Flaschen entsprechen ISO 4796-2 und verfügen über einen schmalen, konischen, ungeschliffenen Hals zur Verwendung mit Gummistopfen. Geeignet für das Autoklavieren bei 121 oder 134 °C oder Trockenhitzeesterilisation. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Enghals zur Verwendung mit Gummistopfen Retrace code Eingebanntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild autoklavierbar bei 121° C oder 134 °C Anwendung: Autoklavieren von Medien und Reagenzien, Vorbereitung von Medien und Reagenzien, Kulturgefäß

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	SD-0265
Hersteller (Marke)	DURAN
VGKL Nummer	112116173

