



Nalgene® Boston-Round-Enghalsflaschen aus HDPE

Artikelbilder

Beschreibung

Boston-Round-Enghalsflaschen aus HDPE Zur Aufnahme von Wasserproben und anderen Flüssigkeiten mit geringer Viskosität, die auf anorganische Spurenanalyten untersucht werden sollen. Diese zertifizierten Behälter gewährleisten dank ihrer engen Halsöffnung präzises Ausgießen. Fassungsvermögen: 125 ml (4 oz.) Kapazität (metrisch): 125 ml Kapazität (angloamerikanisch): 4 oz. Zertifizierungsparameter: Metalle und Wasserqualität, Zyanid, Fluorid Farbe: Naturfarben Beschreibung: Boston-Round-Flasche aus HDPE Innendurchmesser (angloamerikanisch): 0.71 Zoll Innendurchmesser (metrisch): 1.8 cm Anzahl pro Karton: 48 Verpackung: 48er-Karton Ersatzverschluss: 067-2810WBP Transparenz: Durchscheinend Zertifiziert: Metalle und Wasserqualität, CN, F Verschlussfarbe: Weiß Außendurchmesser (angloamerikanisch): 1.88 Zoll Außendurchmesser (metrisch): 48 mm Füllstand: zertifiziertes Volumen bis Rand (angloamerikanisch): 4.0 oz. Volumen bis Rand (metrisch): 144 ml Zertifizierung/Konformität: Die zertifizierten Behälter erfüllen mindestens die leistungsbezogenen EPA-Standards für Metalle, Zyanid und Fluorid und werden in einem ISO-zertifizierten Qualitätsmanagementsystem hergestellt. Closure Liner: Schaum/LDPE Verschlussgröße: 20 bis 410 mm Verschlussmaterial: Polypropylen Höhe (angloamerikanisch): 4,51 in. Höhe (metrisch): 115 mm Form: Rund Unit Size: Case of 48

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-0992
Hersteller (Marke)	Nalgene

