



Nalgene® Braune Enghals-Verpackungsflaschen aus lichtundurchlässigem

Artikelbilder

Beschreibung

Nalgene Braune Enghals-Verpackungsflaschen aus lichtundurchlässigem HDPE, mit Verschluss: Großpackung Diese Flaschen eignen sich zur Lagerung und zum Versand von lichtempfindlichen Reagenzien – optimal für Diagnostika, Biologika, Spezialchemikalien, Klebstoffe und Tierarzneimittel. Fassungsvermögen: 500 ml (16 oz.) Kapazität (metrisch): 500 ml Kapazität (angloamerikanisch): 16 oz. Farbe: Undurchsichtiges Braun Beschreibung: Enghals-Verpackungsflaschen Innendurchmesser (metrisch) Hals: 21 mm Anzahl pro Karton: 125 Anzahl pro Packung: 125 Typ: Enghalsflasche Verschlussfarbe: Lichtundurchlässig braun Halsausführung: 28 mm Zertifizierung/Konformität: Gemäß den Qualitätsanforderungen der ISO-Norm 13485:2016 hergestellt. Flaschen und ihre Verschlüsse erfüllen die Anforderungen der US-Norm 21CFR177.1520 zum Gebrauch in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, USP Klasse VI. Das Produkt erfüllt die aktuell geltenden Vorschriften des US-Arzneimittelbuches USP für lichtbeständige Behälter. Closure Included: Ja Verschlussgröße: 28 bis 415 mm Verschlussmaterial: Polypropylen Verschlusstyp: Schraube (Großpackung, nicht zusammengesetzt) Durchmesser (metrisch): 73 mm Graduated: Nein Höhe (metrisch): 170 mm Öffnung: Eine enge Form: Rund Dispensierung durch den Verschluss: Nein Unit Size: Case of 125

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-0843
Hersteller (Marke)	Nalgene

