



Nalgene® Braune Enghals-Verpackungsflaschen aus lichtundurchlässigem

Artikelbilder

Beschreibung

Nalgene Braune Enghals-Verpackungsflaschen aus lichtundurchlässigem HDPE, mit Verschluss: Großpackung Diese Flaschen eignen sich zur Lagerung und zum Versand von lichtempfindlichen Reagenzien – optimal für Diagnostika, Biologika, Spezialchemikalien, Klebstoffe und Tierarzneimittel. Fassungsvermögen: 125 ml (4 oz.) Kapazität (metrisch): 125 ml Kapazität (angloamerikanisch): 4 oz. Farbe: Undurchsichtiges Braun Beschreibung: Enghals-Verpackungsflaschen Innendurchmesser (metrisch) Hals: 18 mm Anzahl pro Karton: 500 Anzahl pro Packung: 500 Typ: Verpackungsflasche Verschlussfarbe: Lichtundurchlässig braun Halsausführung: 24 mm Zertifizierung/Konformität: Gemäß den Qualitätsanforderungen der ISO-Norm 13485:2016 hergestellt. Flaschen und ihre Verschlüsse erfüllen die Anforderungen der US-Norm 21CFR177.1520 zum Gebrauch in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, USP Klasse VI. Das Produkt erfüllt die aktuell geltenden Vorschriften des US-Arzneimittelbuches USP für lichtbeständige Behälter. Closure Included: Ja Verschlussgröße: 24 bis 415 mm Verschlussmaterial: Polypropylen Verschlusstyp: Schraube (Großpackung, nicht zusammengesetzt) Durchmesser (metrisch): 50 mm Graduated: Nein Höhe (angloamerikanisch): 3,97 in. Höhe (metrisch): 101 mm Öffnung: Eine enge Form: Rund Dispensierung durch den Verschluss: Nein Breite (angloamerikanisch): 1,99 in. Unit Size: Case of 500

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-0841
Hersteller (Marke)	Nalgene
VGKL Nummer	2287208531

