



Nalgene® Diagnostikflaschen aus PETG

Artikelbilder

Beschreibung

Nalgene Diagnostikflaschen aus PETG Thermo Scientific Nalgene Diagnostikflaschen aus PETG für die sichere Verwendung mit Lebensmitteln und Getränken Kapazität (metrisch): 20 mL Kapazität (angloamerikanisch): 0.67 oz. Innendurchmesser (metrisch) Hals: 11 mm Zur Verwendung mit (Anwendung): Sterile Sampling, Storage, and Shipment Anzahl pro Karton: 504 Anzahl pro Packung: 84 Gewicht (angloamerikanisch): 23.5 lb. Zertifizierung/Konformität: ISO 13485:2003, 21CFR177.1520, USP Class VI Autoklavierbar: Nicht autoklavierbar Verschlussgröße: 20 mm Durchmesser (metrisch): 30 mm Höhe (metrisch): 65 mm Breite (angloamerikanisch): 11 in. Unit Size: Case of 504

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-3642
Hersteller (Marke)	Nalgene

