



Nalgene® Economy HDPE-Enghalsflaschen

Artikelbilder



Beschreibung

Nalgene™ Economy HDPE-Enghalsflaschen Sichere Aufbewahrung für Proben und tägliche Arbeitslösungen wie Puffer und Reagenzien mit diesen Economy HDPE-Flaschen, den leichten Versionen der originalen Nalgene Flaschen in Laborqualität. Fassungsvermögen: 125 ml, 4 oz. Kapazität (angloamerikanisch): 4 oz. Farbe: Naturfarben, durchscheinend Beschreibung: Quadratische Economy-Enghalsflasche Innendurchmesser (metrisch) Hals: 18 mm Anzahl pro Karton: 72 Anzahl pro Packung: 72 Typ: Günstige Enghalsflasche Verschlussfarbe: Naturfarben Halsausführung: 24 mm Zertifizierung/Konformität: Gemäß den Qualitätsanforderungen der ISO-Norm 13485:2016 hergestellt. Flaschen und ihre Verschlüsse erfüllen die Anforderungen der US-Norm 21CFR177.1520 zum Gebrauch in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, USP Klasse VI. Closure Liner: Ohne Einlage Closure Included: Ja Autoklavierbar: Nicht autoklavierbar Verschlussgröße: 24 mm Verschlussmaterial: Polypropylen Verschlusstyp: Schraubverschluss Einwegprodukt: Nein Durchmesser (metrisch): 50 mm Zur Verwendung mit (Geräte): Für geringe Beanspruchung, zum universellen Gebrauch Höhe (angloamerikanisch): 2,4 in. Höhe (metrisch): 101 mm Öffnung: Eng Form: Rund Dispensierung durch den Verschluss: Nein ACT Label: Yes Unit Size: Case of 72

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-0321
Hersteller (Marke)	Nalgene
VGKL Nummer	108719824

