



Nalgene[®] Economy PPCO-Weithalsflaschen mit Verschluss

Artikelbilder



Beschreibung

Nalgene Economy PPCO-Weithalsflaschen mit Verschluss Thermo Scientific™ Nalgene™ Economy PPCO-Weithalsflaschen mit Verschluss eignen sich für einfache allgemeine Anwendungen, die keine schwereren Flaschen erfordern. Fassungsvermögen: 125 ml (4 oz.) Kapazität (angloamerikanisch): 4 oz. Farbe: Naturfarben, durchscheinend Beschreibung: Weithalsflasche Innendurchmesser (metrisch) Hals: 28 mm Material: Polypropylen-Copolymer (PPCO) Anzahl pro Karton: 72 Anzahl pro Packung: 72 Typ: Günstige Weithalsflasche Verschlussfarbe: Naturfarben, durchscheinend Halsausführung: 38 mm Zertifizierung/Konformität: Gemäß den Qualitätsanforderungen der ISO-Norm 13485:2016 hergestellt. Flaschen und ihre Verschlüsse erfüllen die Anforderungen der US-Norm 21CFR177.1520 zum Gebrauch in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, USP Klasse VI. Closure Liner: Ohne Einlage Closure Included: Ja Autoklavierbar: Autoklavierbar Verschlussgröße: 38 mm Verschlussmaterial: Polypropylen Verschlussstyp: Schraubverschluss Durchmesser (metrisch): 50 mm Graduated: Nein Höhe (angloamerikanisch): 6,61 in. Höhe (metrisch): 99 mm Öffnung: Weite Form: Rund Dispensierung durch den Verschluss: Nein Unit Size: Case of 72

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-0442
Hersteller (Marke)	Nalgene
VGKL Nummer	228721873

