



Nalgene® Economy-Weithalsflaschen

Artikelbilder



Beschreibung

Nalgene Economy-Weithalsflaschen Thermo Scientific Nalgene Economy-Weithalsflaschen aus HDPE sind haltbar und bruchsicher. Fassungsvermögen: 250 ml Kapazität (angloamerikanisch): 8 Unzen Farbe: Naturfarben, durchscheinend Beschreibung: Durchscheinende Economy-Weithalsflasche Innendurchmesser (metrisch) Hals: 33 mm Anzahl pro Karton: 72 Anzahl pro Packung: 72 Typ: Günstige Weithalsflasche Verschlussfarbe: Naturfarben, durchscheinend Halsausführung: 43 mm Zertifizierung/Konformität: Gemäß den Qualitätsanforderungen der ISO-Norm 13485:2016 hergestellt. Flaschen und ihre Verschlüsse erfüllen die Anforderungen der US-Norm 21CFR177.1520 zum Gebrauch in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, USP Klasse VI. Closure Liner: Ohne Einlage Closure Included: Ja Autoklavierbar: Nicht autoklavierbar Verschlussgröße: 43 mm Verschlussmaterial: Polypropylen Verschlussstyp: Schraubverschluss Durchmesser (metrisch): 61 mm Höhe (angloamerikanisch): 2,48 in. Höhe (metrisch): 131 mm Öffnung: Weit Form: Rund Dispensierung durch den Verschluss: Nein ACT Label: Yes Unit Size: Case of 72

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-0449
Hersteller (Marke)	Nalgene
VGKL Nummer	108719932

